

## Pack de froid instantané Medisafe - taille M - sachet PE



Référence	171065
Origine	Italie
Code douanier	3808949000
+ d'info	<a href="https://www.medisafe.fr/pack-de-froid-instantane-taille-m-171065.html">https://www.medisafe.fr/pack-de-froid-instantane-taille-m-171065.html</a>

### Description :

- Prenez en charge immédiatement les traumatismes physiques de vos athlètes grâce à ce **pack de froid** jetable Medisafe, un équipement de premier secours incontournable pour traiter les blessures courantes sur les terrains de sport.
- Offrez une diminution rapide de la douleur à la victime en appliquant ce solide sachet PE bi-couche de 14x18 cm qui **soulage par le froid** la zone touchée, permettant ainsi de limiter le développement des hématomes après un choc violent.
- Garantissez une sécurité maximale lors des déplacements sportifs avec cette enveloppe en polyéthylène dotée de trois soudures thermiques, spécialement conçue pour résister aux pressions dans les sacs de sport tout en évitant les fuites.
- Intervenez en toute confiance avec ce véritable dispositif médical de classe IIa, certifié conforme au rigoureux règlement européen 2017/745, ce qui rassurera pleinement les sauveteurs secouristes accompagnant les équipes.
- Disposez en permanence d'une source de **froid intense** atteignant -4°C en quelques instants, une caractéristique vitale pour traiter rapidement les entorses ou faire redescendre la température corporelle lors de vos interventions sur le terrain.

### Caractéristiques techniques :

Usage unique	Oui
Fabriqué en	Italie
Conditionnement de vente	Unitaire
Public concerné	Adulte, Enfant, Sportif
Hauteur	18 cm
Largeur	14 cm
Marque	Medisafe
Matière	Polyéthylène

### Caractéristiques réglementaires :

Dispositif médical	Classe IIa
--------------------	------------

Marquage CE	Oui
T° stockage	Conserver à température ambiante

## Mode d'emploi :

---

- Saisissez votre **pack de froid** jetable Medisafe en sachet PE de 14x18cm.
- Identifiez rapidement la blessure, l'hématome ou l'entorse de la victime avant intervention.
- Positionnez le dispositif directement sur la zone corporelle traumatisée à traiter.
- Maintenez l'application pour qu'elle **soulage par le froid** ou traite efficacement l'hyperthermie.
- Jetez ce produit à usage unique dans un contenant approprié après le soin.

*Veillez utiliser ce pack de froid Medisafe exclusivement pour les indications prévues, à savoir les hématomes, les entorses, les blessures et l'hyperthermie.*

*Ce dispositif médical de classe IIa est un produit jetable à usage unique qu'il ne faut sous aucun prétexte réutiliser pour une autre intervention.*

*Assurez-vous de stocker et de manipuler ce sachet PE de 14x18cm conformément aux standards de sécurité applicables aux dispositifs médicaux européens du règlement 2017/745.*